



# Auftrag zur Kalibrierung von Temperaturloggern

Ich möchte folgende Temperaturlogger kalibrieren lassen:

Menge:

Preis / Stk.

0000241 Kalibrierung Temperaturlogger

CHF 95.00

Ich benötige Ersatzlogger:

Menge:

Preis / Stk.

8241372 Thermometer LT-102 - Ersatzgerät  
für **Raumtemperatur**

gratis

8241373 Thermometer LT-102 - Ersatzgerät  
für **Kühlschrank**

gratis

Wenn Sie die Ersatzlogger von uns erhalten haben, dann können Sie uns Ihre  
Logger zur Kalibrierung senden.

Praxisadresse/Praxisstempel:



Regiomed GmbH  
Oberdorfweg 9  
5610 Wohlen



bestellservice@regiomed.ch



Kundendienst  
056 618 46 56



056 618 46 57



www.regiomed.ch

Wir beraten Sie gerne.

Damit Sie während der Kalibrierungszeit keine Fehlermeldungen erhalten, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

- 1 Loggen Sie sich unter *www.wh-observer.de* mit Ihrem Profil ein.
- 2 Gehen Sie über Ihre Benutzereinstellungen zu den Mail-Einstellungen.
- 3 Entfernen Sie alle Häkchen wie unten auf dem Bild ersichtlich.

The screenshot shows the 'Mail-Einstellungen' (Mail Settings) page in the WH-Observer WeatherHub interface. The page is divided into three columns, each with a 'Speichern' (Save) button at the bottom. The first column is titled 'Empfänger - Alarmgrenzen' (Recipients - Alarm Limits) and contains a checked checkbox for 'tina\_moeri@bluewin.ch'. The second column is titled 'Empfänger - automatischer Export' (Recipients - Automatic Export) and also has a checked checkbox for 'tina\_moeri@bluewin.ch'. The third column is titled 'Empfänger - Kontaktverlust' (Recipients - Contact Loss) and has a checked checkbox for 'tina\_moeri@bluewin.ch'. A dropdown menu is open in the top right corner, showing options: 'Profil', 'Mail-Einstellungen', 'Einstellungen', and 'Abmelden'. Red arrows and circled numbers 1, 2, and 3 point to the user profile icon, the 'Mail-Einstellungen' option, and the checkboxes respectively.

Wenn Sie Ihre/n Logger retour erhalten haben, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

- 1 Loggen Sie sich unter *www.wh-observer.de* mit Ihrem Profil ein.
- 2 Gehen Sie über Ihre Benutzereinstellungen zu den Mail Einstellungen.
- 3 Setzen Sie alle Häkchen wie auf dem Bild ersichtlich.
- 4 Senden Sie uns die Ersatzlogger retour - Vielen Dank!

\*alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten.